

[Convalidato Kd] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Nf2/Merlin Per Wb, Ihc-P Ed Elisa - P35240

Numero articolo: CM0004018



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante convalidato KD contro NF2/Merlin umano, adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Per studi sul soppressore tumorale e sulla segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	[Convalidato KD] Anticorpo monoclonale di coniglio NF2/Merlin
Note/Alias	ACN; SCH; BANF; merlin-1; in
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4771
GeneID	4771
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 347-595 di NF2/Merlin umano (NP_000259.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35240
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio