

[Convalidato Kd] Anticorpo Monoclonale Anti-Pcsk9 (Proprotein Convertase 9) Per Wb, Elisa - Q8Nbp7

Numero articolo: CM0003312



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KD contro PCSK9 umano (Proprotein Convertase 9). Adatto per WB ed ELISA. Cross-reattività con umano. Per la ricerca sull'omeostasi del colesterolo e sulla degradazione del recettore LDL.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato KD] Proprotein Convertase 9(PCSK9) mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLQC1; NARC-1; HCHOLA3; [Convalidato KD] Proprotein Convertase 9(PCSK9)
Specie	Umano
GeneID (umano)	255738
GeneID	255738
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 593-692 di PCSK9 umano (NP_777596.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Umano
SWISS	Q8NBP7
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio