

Anticorpo Policlonale Anti-Pdxk Validato Kd Per Wb, If/Icc, Elisa - O00764

Numero articolo: CM0021645



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KD contro la chinasi del piridossale umana (PDXK), adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo della vitamina B6.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KD] PDXK Rabbit pAb
Note/Alias	PKH; PNK; HMSN6C; PRED79; C21orf97; HEL-S-1a; C21orf124; PDXK
Specie	Umano
GeneID (umano)	8566
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 213-312 della PDXK umana (NP_003672.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O00764
Peso della proteina	35 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante