

## [Kd Validated] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Phf11 Per Wb, Elisa - Q9Uil8

Numero articolo: CM0006400

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PHF11 (BCAP), con validazione KD, adatto per WB ed ELISA. Rileva PHF11 in campioni umani, murini e di ratto. Utile per lo studio delle risposte immunitarie di tipo Th1 e della regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | [KD Validated] mAb di coniglio anti-PHF11                                                                                                              |
| Note/alias          | APY; BCAP; IGEL; IGER; IGHER; NYREN34; NY-REN-34; [KD Validated] PHF11                                                                                 |
| Specie              | Umana                                                                                                                                                  |
| GeneID (umano)      | 51131                                                                                                                                                  |
| GeneID              | 51131                                                                                                                                                  |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-321 di PHF11 umano<br>NP_001035533.1 |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                  |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                              |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                                                     |
| SWISS               | Q9UIL8                                                                                                                                                 |
| Peso della proteina | 38 kDa                                                                                                                                                 |
| Spedizione          | Contenitore refrigerante                                                                                                                               |