

Kd Validato Anti-Polr2L Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P62875

Numero articolo: CM0004764

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante validato KD contro POLR2L (RPB10). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Adatto per ricerche sulla RNA polimerasi e studi sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[KD Validato] POLR2L Rabbit mAb
Note/Alias	RPB10; RPB10; RPABC5; RPB7.6; hRPB7.6; RPB10beta
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	5441
ID Gene	5441
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62875
Peso proteico	8 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio