


[Validato Kd] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ptbp1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P26599

Numero articolo: CM0007173



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PTBP1 validato KD per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Rileva PTBP1 umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sullo splicing del pre-mRNA e sulla regolazione dello splicing alternativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PTBP1 Rabbit mAb [Validato KD]
Note/Alias	PTB; PTB2; PTB3; PTB4; pPTB; HNRPI; PTB-1; PTB-T; HNRNPI; HNRNP-I; P1
Specie	Umano
GeneID	5725
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di PTBP1 umano (NP_114368.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P26599
Peso della proteina	60 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante