

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rab27A Convalidato Kd Per Wb, If, Ihc, Elisa - P51159

Numero articolo: CM0006022



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-RAB27A convalidato KD per Western blot (WB), immunofluorescenza (IF), immunoistochimica (IHC) ed ELISA. Riconosce RAB27A umano, di topo e di ratto. Ideale per studi sul traffico di membrana e sull'esocitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KD] RAB27A Rabbit mAb
Note/Alias	GS2; RAM; RAB27; HsT18676; RAB27A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5873
GeneID	5873
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-221 di RAB27A umano (NP_004571.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P51159
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio