


## [Convalidato Kd] Anticorpo Policlonale Anti-Rarg Per Wb Ed Elisa - P13631

Numero articolo: CM0021381



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio, convalidato KD, mirato al recettore gamma dell'acido retinoico umano (RARG). Adatto per Western blot ed ELISA. Rileva una proteina di ~50 kDa coinvolta nella regolazione genica, nello sviluppo e nella crescita scheletrica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | [Convalidato KD] RARG Rabbit pAb                                                                                           |
| Note/Alias            | RARC; NR1B3; RARGgamma; [Convalidato KD] RARG                                                                              |
| Specie                | Umano                                                                                                                      |
| ID Gene (umano)       | 5916                                                                                                                       |
| ID Gene               | 5916                                                                                                                       |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-70 di RARG umano (NP_000957.1). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                   |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                      |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reattività Incrociata | Umano                                                                                                                      |
| SWISS                 | P13631                                                                                                                     |
| Peso Proteico         | 50kDa                                                                                                                      |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                      |