


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rhot1/Miro1 Validato Kd Per Wb Ed Elisa - Q8Ixi2

Numero articolo: CM0007289



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato KD diretto contro RHOT1/MIRO1, una Rho GTPasi mitocondriale coinvolta nel trasporto e nella fissione. Adatto per western blot ed ELISA su campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KD] mAb di coniglio RHOT1/MIRO1
Note/Alias	ARHT1; MIRO1; MIRO-1; [Validato KO/KD] RHOT1/MIRO1
Specie	Umano
GeneID (umano)	55288
GeneID	55288
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 310-590 di RHOT1/MIRO1 umano (NP_060777.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8IXI2
Peso della proteina	71 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante