


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rhot1/Miro1 Validato Kd - Q8Ixi2

Numero articolo: CM0024180



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio validato KD mirato a RHOT1/MIRO1 umano, una NTPasi mitocondriale atipica. Applicazioni: WB, IF/ICC, ELISA. Cross-reattività con umano, topo, ratto. Peso molecolare: 71kDa. Utile per studi sul traffico mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KD] RHOT1/MIRO1 Coniglio pAb
Note/Alias	ARHT1; MIRO1; MIRO-1; [Validato KD] RHOT1/MIRO1
Specie	Umano
GenelD (umano)	55288
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 310-590 di RHOT1/MIRO1 umano. (NP_060777.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IXI2
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio