


[Convalidato Kd] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Serpina3 Per Wb, Elisa - P01011

Numero articolo: CM0028229



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina SERPINA3 umana (Alfa-1-antichimotripsina), convalidato per Western blot e ELISA. Adatto per lo studio delle risposte di fase acuta e dell'inibizione delle proteasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KD] SERPINA3 Rabbit pAb
Note/Alias	ACT; AACT; GIG24; GIG25; Alfa-1 Antichimotripsina (SERPINA3)
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	12
ID gene	12
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P01011
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio