

Anticorpo Monoclonale Convalidato Kd Contro Sharpin Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0F6

Numero articolo: CM0006685



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KD contro Sharpin umano (SIPL1). Adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e ratto. Utile per lo studio della segnalazione di NF-kB, dell'infiammazione e dell'ubiquitinazione lineare. SWISS: Q9H0F6.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Sharpin Rabbit mAb [convalidato KD]
Annotazioni/Alias	SIPL1; Sharpin [convalidato KD]
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	81858
GeneID	81858
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-126 di SHARPIN umano (NP_112236.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q9H0F6
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio