


[Convalidato Kd] Anticorpo Rabbit Polymab® Anti-Sod1 Per Wb, Ip, If, Ihc, Elisa - P00441

Numero articolo: CM0006091



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro SOD1 umano (Superossido dismutasi [Cu-Zn]), convalidato KD. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per applicazioni di Western blot, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P ed ELISA nella ricerca sullo stress ossidativo e le neurodegenerazioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KD] SOD1 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; omodimero
Specie	Umano
GeneID (umano)	6647
GeneID	6647
Immunogeno	Proteina ricombinante di SOD1 umano; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-154 di SOD1 umano (NP_000445.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00441
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio