

Kd Validato Anti-Sult2B1 Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - O00204

Numero articolo: CM0006023



introduzione

KD Anticorpo monoclonale di coniglio validato contro la sulfotransferasi 2B1 umana (SULT2B1). Adatto per WB, IHC-P e ELISA. SULT2B1 è fondamentale nel metabolismo degli steroidi e del colesterolo, con ruoli nella differenziazione cutanea e nelle patologie della pelle. Ideale per la ricerca sul metabolismo e la dermatologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validato] SULT2B1 Rabbit mAb
Note/Alias	HSST2; ARCI14
Specie	Umana
GeneID (umano)	6820
GeneID	6820
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-365 di SULT2B1 umano (NP_814444.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	O00204
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio