


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tfeb Validato Kd Per Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - P19484

Numero articolo: CM0008749



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato KD contro il TFEB umano (fattore di trascrizione EB). Rileva i livelli endogeni di TFEB. Reagisce anche con topo e ratto. Adatto per applicazioni di Western blot, IHC-P, ELISA e ChIP. Ideale per la ricerca sull'autofagia e sui lisosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TFEB mAb di coniglio [validato KD]
Note/Alias	TCFEB; BHLHE35; ALPHATFEB
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	7942
ID del gene	7942
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-173 del TFEB umano (NP_009093.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P19484
Peso della proteina	44 kDa/53 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante