


Anticorpo Policlonale Convalidato Kd Contro Tfeb Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P19484

Numero articolo: CM0025516



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TFEB umano, convalidato per specificità dopo silenziamento genico. Adatto per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con Uomo, Topo, Ratto. Ideale per la ricerca su autofagia e biogenesi lisosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KD] TFEB Rabbit pAb
Note / Alias	TCFEB; BHLHE35; ALPHATFEB; TFEB
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7942
GeneID	7942
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 50-173 di TFEB umano (NP_009093.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P19484
Peso proteico	53 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio