


[Convalidato Kd] Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Timm10 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62072

Numero articolo: CM0005575



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro TIMM10 umano (TIM10), un chaperone di importazione mitocondriale. Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studiare la traslocasi della membrana interna mitocondriale e le relative vie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KD] mAb di coniglio anti-TIMM10
Note/Alias	TIM10; TIM10A; TIMM10A; [Convalidato KD] TIMM10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26519
GeneID	26519
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-90aa di TIMM10 umano (NP_000204.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62072
Peso Proteico	10kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio