

[Kd Validato] Anticorpo Monoclonale Anti-Tradd Per Wb, Ip, Elisa - Q15628

Numero articolo: CM0011574



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KD contro il TRADD umano (associato a TNFRSF1A tramite dominio di morte). Convalidato per WB, IP, ELISA; reattivo con umano, topo e ratto. Ideale per studi di apoptosi e segnalazione NF- κ B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Convalidato] TRADD Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	Hs.89862
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8717
GeneID	8717
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 199-312 del TRADD umano (NP_003780.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15628
Peso Proteico	34 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio