


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Vimentina Convalidato Kd Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08670

Numero articolo: CM0017571



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità convalidato KD mirato alla Vimentina umana (P08670). Adatto per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul citoscheletro e sulla migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato KD] Vimentina pAb coniglio
Osservazioni/Alias	CTRCT30; HEL113; Vimentina; VIM; vimentina; in
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7431
ID Gene	7431
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-101 della Vimentina umana (NP_003371.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08670
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio