

## [Kd Validato] Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Xpnpep3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqh7

Numero articolo: CM0011692



### introduzione

[KD Validato] anticorpo monoclonale di coniglio contro XPNPEP3 (APP3/ICP55/NPHPL1), reagisce con Uomo, Topo, Ratto. Adatto per western blot, IHC-Paraffina e ELISA. Il bersaglio è un'aminopeptidasi mitocondriale coinvolta nel processamento peptidico e nella segnalazione di TNFRSF1B; rilevante per gli studi sulla nefronoftisi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                | Valore                                                                                                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto            | [KD Validato] XPNPEP3 Rabbit mAb                                                                                                  |
| Note / Alias             | APP3; ICP55; NPHPL1                                                                                                               |
| Specie                   | Uomo                                                                                                                              |
| GenelD (Uomo)            | 63929                                                                                                                             |
| GenelD                   | 63929                                                                                                                             |
| Immunogeno               | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-230 della XPNPEP3 umana (NP_071381.1) |
| Origine                  | Coniglio                                                                                                                          |
| Categoria                | Anticorpi monoclonali                                                                                                             |
| Applicazione             | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                  |
| Reattività incrociata    | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                 |
| SWISS                    | Q9NQH7                                                                                                                            |
| Peso molecolare proteico | 57kDa                                                                                                                             |
| Spedizione               | Ghiaccio                                                                                                                          |