


[Kd Validato] Anticorpo Monoclonale Anti-Ythdc1 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q96Mu7

Numero articolo: CM0006052



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro YTHDC1 umano (validato mediante KD), adatto per WB, IHC-P, IP ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Rileva YTHDC1 a ~85 kDa, un lettore chiave di m6A e regolatore dello splicing. Ideale per la ricerca sulle modificazioni dell'RNA e sull'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	YTHDC1 Rabbit mAb [validato mediante KD]
Note/alias	YT521; YT521-B; YTHDC1 [validato mediante KD]
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	91746
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-71 di YTHDC1 umano (NP_001026902.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q96MU7
Peso della proteina	85 kDa (osservato)
Spedizione	Contenitore refrigerante