


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ythdc2 Validato Kd Per Wb, Ip, If-P, Elisa - Q9H6S0

Numero articolo: CM0021397



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KD diretto contro YTHDC2 umano (elicasi RNA 3'-5') per WB, IP, IF-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Rileva una banda di circa 160 kDa; ideale per la ricerca sulla meiosi e sul decadimento dell'RNA m6A.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KD] YTHDC2 pAb di coniglio
Note/Alias	CAHL; hYTHDC2; YTHDC2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	64848
GeneID	64848
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1286-1430 di YTHDC2 umano (NP_073739.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H6S0
Peso proteico	160kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio