

[Convalidato Kd] Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Znf143 Per Wb, Ihc-P, If/Icc Ed Elisa - P52747

Numero articolo: CM0007651

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KD mirato a ZNF143 umano (SBF/STAF). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reazione crociata con topo e ratto. Ideale per studi sulla regolazione genica e sulla funzione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KD] ZNF143 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	SBF; STAF; pHZ-1; [Convalidato KD] ZNF143
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7702
ID Gene	7702
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 592-638 di ZNF143 umano (NP_003433.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P52747
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio