


[Validato Kd] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cdk2 Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P24941

Numero articolo: CM0008540



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CDK2 di alta qualità per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con specie umana, murina e ratto. Fondamentale per la ricerca sul ciclo cellulare, la riparazione del DNA e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KD] mAb di coniglio anti-CDK2
Note/alias	CDKN2; p33(CDK2)
Specie	Umana
GeneID (umano)	1017
GeneID	1017
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-298 della CDK2 umana (NP_001789.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P24941
Peso molecolare	30 kDa/34 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante