

[Validato Da Kd] Cdx2 Rabbit Pab - Q99626

Numero articolo: CM0021891



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CDX2 (validato da KD) per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della funzione dei fattori di trascrizione dell'epitelio intestinale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato da KD] CDX2 Rabbit pAb
Note/Alias	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; CDX2
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	1045
ID del gene	1045
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 14-165 della CDX2 umana (NP_001256.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q99626
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante