


[Convalidato Kd] Copb2 Rabbit Polymab® - P35606

Numero articolo: CM0004973



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro COPB2 umano (beta'-COP), convalidato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Rileva COPB2 umano e murino (~102 kDa), una subunità del coatomer essenziale per il trasporto retrogrado dal Golgi al reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KD] COPB2 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	OPDD; MCPH19; beta'-COP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9276
GeneID	9276
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 657-906 di COPB2 umano (NP_004757.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P35606
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio