

Anticorpo Policlonale Convalidato Kd Dnmt1 Per Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26358

Numero articolo: CM0023649



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio per DNMT1 (DNA methyltransferasi 1), convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla metilazione del DNA e sull'ereditarietà epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Convalidato KD] DNMT1 Rabbit pAb
Annotazioni/alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsa; [Convalidato KD] DNMT1
Specie	Umano
ID gene (Umano)	1786
ID gene	1786
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-124 di DNMT1 (NP_001370.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P26358
Peso proteico	183 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio