

[Convalidato Kd] Foxk1 Rabbit Mab - P85037

Numero articolo: CM0011817



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro FOXK1 umano, convalidato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA. Reagisce con umano e topo. Ideale per la ricerca sul metabolismo del glucosio, la differenziazione muscolare e l'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Convalidato KD] FOXK1 Rabbit mAb
Note/Alias	FOXK1L
Specie	Umano
GeneID (umano)	221937
GeneID	221937
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 600-733 di FOXK1 umano (NP_001032242.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P85037
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio