


[Kd Convalidato] Gpx4 Pab Di Coniglio Per Wb, If-P, Elisa - P36969

Numero articolo: CM0019726



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro GPX4 (glutathione perossidasi 4), convalidato per WB, IF-P, ELISA. Reattivo con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca sulla ferroptosi, lo stress ossidativo e la perossidazione lipidica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD convalidato] GPX4 pAb di coniglio
Note/alias	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; GPX4
Specie	Umano
GeneID (umano)	2879
GeneID	2879
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-197 della GPX4 umana (NP_002076.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P36969
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante