


[Kd Validated] Anticorpo Monoclonale Coniglio Mct1 Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P53985

Numero articolo: CM0004057



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio che targeting MCT1 (SLC16A1) per WB, IF, IHC-P, ELISA. Validato KD, rileva il trasportatore di monocarbossilati 1 umano, 54kDa. Ideale per ricerche sul metabolismo e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD Validated] MCT1 mAb coniglio
Note/Alias	MCT; HHF7; MCT1; MCT1D
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6566
Gene ID	6566
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 190-245 di MCT1 umano (NP_003042.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P53985
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio