


[Kd Validated] Mrpl11 Coniglio Pab - Q9Y3B7

Numero articolo: CM0024605



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting MRPL11 umano, una proteina ribosomiale mitocondriale. Validato per WB, IP ed ELISA. Ideale per studi sulla sintesi proteica mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validated] MRPL11 Coniglio pAb
Note/Alias	MRPL11; CGI-113; L11MT; MRP-L11; proteina ribosomiale mitocondriale L11
Specie	Umano
GeneID (Umano)	65003
GeneID	65003
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 91-192 di MRPL11 umano (NP_057134.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9Y3B7
Peso Proteico	18kDa/19kDa/20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio