


[Kd Convalidato] Pin1 Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q13526

Numero articolo: CM0006928



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio convalidato KD che riconosce Pin1 umano (UniProt Q13526) per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Rileva Pin1 endogeno a 18 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Convalidato] Pin1 Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	DOD; UBL5; [KD Convalidato] Pin1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5300
ID Gene	5300
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-163 di Pin1 umano (NP_006212.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13526
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio