

[Convalidato Kd] Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Timm13 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5L4

Numero articolo: CM0008361

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro TIMM13 umano (subunità Tim13 del traslocasi della membrana interna mitocondriale). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Adatto per la ricerca sull'importazione di proteine mitocondriali e sui chaperon.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome Prodotto	[Convalidato KD] TIMM13 mAb Coniglio
Note/Alias	TWIST1; ACS3; BPES2; BPES3; CRS; CRS1; CSO; SCS; TWIST; bHLHa38; proteina 1 correlata a twist
Specie	Umana
GeneID (Umano)	26517
GeneID	26517
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-95 di TIMM13 umano (NP_036590.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q9Y5L4
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio