

[Kd Validated] Anticorpo Monoclonale Coniglio Stat2 Per Wb, Elisa - P52630

Numero articolo: CM0009248



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio STAT2 [KD Validated] di alta qualità da CamelBio per WB ed ELISA. Riconosce STAT2 (P52630) umano e di ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione dell'interferone e antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD Validated] STAT2 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; [KD Validated] STAT2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6773
ID Gene	6773
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 550-706 di STAT2 umano (NP_005410.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P52630
Peso proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio