


[Kd Validato] Anticorpo Policlonale Coniglio Trim21/Ss-A Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P19474

Numero articolo: CM0019474



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro TRIM21/SS-A (Ro52) umano, validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Riconosce TRIM21 umano, murino e ratto, una ligasi E3 ubiquitina da 54kDa coinvolta nell'immunità innata e nell'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	[KD Validato] TRIM21/SS-A pAb Coniglio
Note/Alias	SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; TRIM21/SS-A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6737
GeneID	6737
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli aminoacidi 86-334 di TRIM21/SS-A umano (NP_003132.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P19474
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio