

Kdm6A Rabbit Pab - 22289

Numero articolo: CM0029001

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio KDM6A prodotto contro KDM6A di topo (amminoacidi 550-700) per Western blot, IHC-P ed ELISA; reagisce con umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KDM6A Rabbit pAb
Note/Alias	Utx; KDM6A
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	7403
Gene ID (Topo)	22289
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 550-700 del KDM6A di topo (NP_033509.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
Peso proteico	154kDa/157kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio