

Anticorpo Policlonale Coniglio Kdm6B - 216850

Numero articolo: CM0018690

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Kdm6b (Jmjd3) specifico per Kdm6b di topo. Adatto per applicazioni WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con esseri umani e topi. Peso proteico 176 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Kdm6b Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	Jmjd3; 1700064E03Rik; Kdm6b
Specie	Topo
ID gene (Umano)	23135
ID gene	216850
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-190 della Kdm6b di topo (NP_001017426.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo
Peso proteico	176 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio