

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kdm6B - Kdm6B

Numero articolo: CM0015623

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro Kdm6b murino (noto anche come Jmjd3). Generato contro una proteina ricombinante comprendente gli amminoacidi 90-190. Adatto per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso Kdm6b umano e murino. Peso molecolare previsto: 176 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Kdm6b Rabbit pAb
Note/Alias	Jmjd3; 1700064E03Rik; Kdm6b
Specie	Topo
ID del gene (umano)	23135
ID del gene	216850
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 90-190 di Kdm6b murino (NP_001017426.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
Peso della proteina	176 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante