


Anticorpo Monoclonale Coniglio Khsrp Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q92945

Numero articolo: CM0005696



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-KHSRP validato per WB, IHC-P, IP, ELISA in campioni umani, di topo e ratto. Riconosce la proteina 2 che lega l'elemento a monte lontano (FUBP2), una proteina legante RNA di 73 kDa coinvolta nello splicing, il trasporto e la degradazione degli mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-KHSRP
Note/Alias	p75, FBP2, KSRP, FUBP2, KHSRP
Specie	Umana
GeneID (Umana)	8570
GeneID	8570
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 della KHSRP umana (Q92945)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazioni	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92945
Peso proteico	73 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio