

Anticorpo Policlonale Coniglio Kiaa0391/Prorp Per Wb Ed Elisa - O15091

Numero articolo: CM0024996



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro KIAA0391/PRORP umano, validato per Western blot ed ELISA, cross-reagisce con il ratto. Adatto per lo studio della lavorazione del tRNA mitocondriale e del complesso ribonucleasico P.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KIAA0391 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MRPP3; COXPD54; KIAA0391
Specie	Umano
GenelD (umano)	9692
GenelD	9692
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 314-583 di KIAA0391 umano (NP_055487.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	O15091
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio