

Anticorpo Policlonale Coniglio Kiaa0513 Per Wb E Elisa - O60268

Numero articolo: CM0017876

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato a KIAA0513, convalidato per WB e ELISA in campioni umani e murini. Ideale per studiare la localizzazione proteica citoplasmatica nei tessuti cerebrali e il suo potenziale ruolo nei disturbi neuropsichiatrici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	KIAA0513 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	KIAA0513
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9764
ID Gene	9764
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-301 del KIAA0513 umano (NP_001273494.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	O60268
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio