

Anticorpo Policlonale Coniglio Kiaa1456 (Trm9L) Per Wb, Elisa - Q9P272

Numero articolo: CM0028093

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato a KIAA1456 (TRM9L/tRNA metiltransferasi 9B) validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata a umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sul cancro e studi sulla modifica del tRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	KIAA1456 pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	TRM9L; hTRM9L; C8orf79; KIAA1456
Specie	Umano
GenelD (Umano)	57604
GenelD	57604
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 110-330 di KIAA1456 umano (NP_065895.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9P272
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio