

Anticorpo Policlonale Kif2B Coniglio Pab Per Wb, Elisa - Q8N4N8

Numero articolo: CM0025761

introduzione

L'anticorpo policlonale KIF2B coniglio di CamelBio (Q8N4N8) rileva la chinesina KIF2B umana in WB ed ELISA. Validato su umano, topo e ratto, con un peso previsto di 76 kDa. Ideale per la ricerca sulla divisione cellulare e la mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale KIF2B Coniglio (pAb)
Osservazioni/Alias	KIF2B
Specie	Umano
GeneID (umano)	84643
GeneID	84643
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 544-673 di KIF2B umano (NP_115948.4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N4N8
Peso Proteico	76kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio