

Anticorpo Policlonale Coniglio Klf6 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99612

Numero articolo: CM0016430

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio KLF6 per il rilevamento del KLF6 umano (Zf9/COPEB), un fattore di trascrizione a dito di zinco. Validato in WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reattività crociata con il mouse. Proveniente da coniglio, spedito in borse del ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KLF6 Rabbit pAb
Note/Alias	GBF; ZF9; BCD1; CBA1; CPBP; PAC1; ST12; COPEB; KLF6
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1316
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-200 del KLF6 umano (NP_001291.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q99612
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio