

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Khl9 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P2J3

Numero articolo: CM0014287

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio prodotto contro KLHL9 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla progressione mitotica e la citochinesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	KLHL9 Rabbit pAb
Note/Alias	KLHL9
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	55958
GeneID	55958
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di KLHL9 umano (NP_061335.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9P2J3
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio