

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Klk10 (Nes1) Per Wb, If/Icc, Elisa - O43240

Numero articolo: CM0026177



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ricombinante che mira alla Kallikrein-10 umana (KLK10/NES1), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva KLK10 umana, di topo e di ratto. Antigene soppressore tumorale per la ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio KLK10
Note/Alisi	NES1; PRSSL1; KLK10
Specie	Umana
GeneID (Umano)	5655
GeneID	5655
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-276 della KLK10 umana (NP_665895.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O43240
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio