

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Klk7 Per Wb Ed Elisa - P49862

Numero articolo: CM0026786



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la KLK7 (kallikreina-7) umana, adatto per WB ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Ideale per la ricerca sulla desquamazione cutanea, sul cancro ovarico e sulle proteasi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto     | KLK7 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Note/Alias            | hK7; SCCE; PRSS6; KLK7                                                                                                         |
| Specie                | Umano                                                                                                                          |
| ID Gene (Umano)       | 5650                                                                                                                           |
| ID Gene               | 5650                                                                                                                           |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-253 della KLK7 umana (NP_644806.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                          |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo                                                                                                                    |
| SWISS                 | P49862                                                                                                                         |
| Peso Proteico         | 28kDa                                                                                                                          |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                              |