


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kmt2A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q03164

Numero articolo: CM0016140



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-KMT2A validato per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo e ratto. Bersaglia l'istone metiltransferasi MLL1 coinvolta nella metilazione di H3K4 e nella regolazione trascrizionale, rilevante per la leucemia e la biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	KMT2A Rabbit pAb
Note/Alias	HRX; MLL; ALL1; GAS7; HTRX; MLL1; TRX1; ALL-1; CXXC7; HTRX1; MLL1A; WDSTS; KMT2A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4297
GeneID	4297
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2829-2883 di KMT2A umano (NP_005924.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q03164
Peso proteico	432kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio