


[Validato Ko] Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Acly Per Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P53396

Numero articolo: CM0011316



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ACLY validato per Western blot, immunoprecipitazione, immunofluorescenza ed ELISA; riconosce ACLY umano, murino e di ratto; peso molecolare 121 kDa. Adatto alla ricerca sul metabolismo e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] mAb di coniglio anti-ACLY
Note/alias	ACL; ATPCL; CLATP; ACLY
Specie	Uomo
GeneID (umano)	47
GeneID	47
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P53396
Peso della proteina	121 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante