

[Convalidato Ko] Anticorpo Policlonale Di Coniglio Ak2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P54819

Numero articolo: CM0026977



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'AK2 umano, convalidato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. L'adenilato chinasi 2 è un enzima mitocondriale cruciale per l'omeostasi energetica cellulare e l'ematopoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] Anticorpo Policlonale di Coniglio AK2
Note/Alias	ADK2; K2
Specie	Umano
GeneID	204
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-232 dell'AK2 umano (NP_001616.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P54819
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio